

# AUROCoat Plus

Hialuronato de Sodio 3% + Sulfato de Condroitina 4%

**Viscoelástico cohesivo y dispersivo**

- ✓ Buena protección de células endoteliales.
- ✓ Mantenimiento superior del espacio.
- ✓ Propiedades dispersivas y cohesivas durante la capsulorrexia y la facoemulsificación.



Jeringa precargada de 1 ml.



 aurolab



Dirección: Jr. Jorge Luis Borges 274 Urb. Rosario de Villa, Chorrillos.  
Telf.: (511) 467 6767 / 4676769  
[www.asgmedical.com.pe](http://www.asgmedical.com.pe)

# AUROCoat Plus

Hialuronato de Sodio 3% + Sulfato de Condroitina 4%

**Viscoelástico cohesivo y dispersivo**

- ✓ Peso molecular medio de grado altamente purificado.
- ✓ Fácil de retirar.
- ✓ Libre de pirógenos.
- ✓ Alta viscosidad.
- ✓ Almacenar de 2° a 25° C.

#### Peso Molecular

Hialuronato de sodio	1 M Daltons
----------------------	-------------

Sulfato de condroitina	>25.000 Daltons
------------------------	-----------------

#### Propiedades químicas

pH	6.5 - 7.8
----	-----------

Osmolalidad	250-400 mOsm/kg
-------------	-----------------

Viscosidad (27°C)	20,000 - 60,000 cPs
-------------------	---------------------



 aurolab



Dirección: Jr. Jorge Luis Borges 274 Urb. Rosario de Villa, Chorrillos.  
Telf.: (511) 467 6767 / 4676769  
[www.asgmedical.com.pe](http://www.asgmedical.com.pe)