

Hialuronato de Sodio Solución Oftálmica



Jeringa precargada de 1 mL

No requiere refrigeración

Hyotek 1% 1.4% 1.8% 3%

- Proporciona una profundidad estable de la cámara anterior.
- Alta capacidad de mantenimiento del espacio para maniobras seguras y fáciles.
- Proporciona protección a los tejidos durante todo el procedimiento.
- La propiedad única del peso molecular proporciona una fuerte adhesión que ayuda a una fácil extracción y previene el aumento de la PIO después de la cirugía.
- Jeringa de vidrio con opciones de 1 ml.
- Almacenamiento a temperatura ambiente.

	1%	1.4%	1.8%	3%
Hialuronato de Sodio	1%	1.40 %	1.80 %	3.0 %
Peso Molecular	2.3 - 3.2 MDa	2.3 - 3.2 MDa	2.3 - 3.2 MDa	2.3 - 3.2 MDa
pH*	6.8 - 7.4	6.8 - 7.4	6.8 - 7.4	6.8 - 7.4
Viscosidad*	10,000-30,000 mPa.s	60,000-100,000 mPa.s	150,000-300,000 mPa.s	400,000-900,000 mPa.s
Osmolaridad*	280 -400 mOsm	280 -400 mOsm	280 -400 mOsm	280 -400 mOsm

*Después de la esterilización



Mayor Información:
Contáctate con nuestros
representantes de ventas

ventas@asgmedical.com.pe