

Metilcelulosa Solución Oftálmica

Viscotek 2%

No requiere refrigeración



Jeringa de vidrio precargada de 2mL

Mayor información:
Contáctate con nuestros
representantes de ventas
ventas@asgmedical.com.pe

Viscotek 2% Solución Viscoelástica

2%

- ✓ Viscoelástico incoloro, inodoro y estéril para aplicación intraocular.
- ✓ Proporciona una excelente protección de los tejidos durante todo el procedimiento.
- ✓ Alta capacidad de mantenimiento del espacio para maniobras seguras y fáciles

Hidroxipropil Metilcelulosa	2%
Densidad*	0.987 - 0.995 g/ml
pH*	6.8-7.6
Viscosidad*	10,000-20,000 mPa.s
Osmolaridad*	200-400 mOsm/kg

*Después de la esterilización



www.asgmedical.com.pe

