

Aurotrocar

Trócar Oftálmico Autosellante

OPTIMIZA TU PROCESO QUIRÚRGICO

Trócar de un solo paso
*Simplifica los pasos del procedimiento,
mejorando la eficiencia.*



OPTIMIZA TU PROCESO QUIRÚRGICO

DISEÑADO PARA RENDIR - AUROTROCAR

- ▶ Aguja afilada para una incisión suave y definida, minimizando el traumatismo tisular.
- ▶ Cánula de punta cónica para una entrada controlada y reduciendo la resistencia.
- ▶ El tapón de la válvula de silicona autosellante evita fugas, garantizando una PIO controlada durante la cirugía.
- ▶ Las válvulas de silicona de baja fricción permiten un intercambio de instrumentos sin esfuerzo durante los procedimientos.
- ▶ Punto de marcado escleral preciso para un posicionamiento seguro de la incisión en 3 mm y 4 mm.
- ▶ El adaptador se ajusta perfectamente a la cánula para evitar daños coroides.
- ▶ Doble presentación en blíster y bolsa, garantizando esterilidad, integridad y seguridad.



GAMA DE PRODUCTOS:

Tamaño	Modelo	Color del mango	Tipo de trocar
23G	ATS-23G	Negro	Valvulado
25G	ATS-25G	Blanco	

